

HeartSine samaritan[®] PAD

500P Trainer

modelo TRN-500

Manual de Usuario



HeartSine[®]

El HeartSine PAD 500P Trainer es un dispositivo no médico que se utiliza para formar a los socorristas de emergencia en la utilización adecuada del HeartSine PAD 500P. El Trainer no tiene capacidades terapéuticas y no debe utilizarse en situaciones de rescate reales.

Para permitir una identificación rápida y fácil, el HeartSine PAD 500P Trainer incluye una membrana de interfaz con el usuario frontal de color amarillo. El desfibrilador automático externo HeartSine PAD tiene una membrana frontal de color azul marino/negro.

El 500P Trainer debe utilizarse para formar socorristas que puedan utilizar el desfibrilador automático externo HeartSine PAD 500P.

Este manual contiene instrucciones sobre cómo operar el HeartSine PAD 500P Trainer.

HeartSine recomienda que los socorristas que puedan utilizar uno de sus desfibriladores hayan recibido formación en Resucitación Cardiopulmonar combinada con el uso del desfibrilador (RCP-D). El HeartSine PAD Trainer debería ser utilizado por formadores aprobados que hayan recibido formación en RCP-D para este propósito.

El HeartSine PAD 500P Trainer viene configurado de fábrica para operar de acuerdo con las recomendaciones conjuntas sobre RCP de la American Heart Association/European Resuscitation Council de 2005. Este equipo viene con 4 situaciones pre-programadas. El Samaritan PAD Trainer también puede controlarse de forma manual mediante el mando a distancia incluido.

Si las recomendaciones se modifican se dispondrá de un programa de software para actualizar el desfibrilador de acceso Público 500P Trainer a los efectos de cumplir con las mismas; por favor, comuníquese con el distribuidor autorizado de HeartSine o directamente con HeartSine Technologies.

Una vez que esté encendido, el HeartSine PAD Trainer reproducirá indicaciones audibles e indicadores visuales adicionales. El Trainer puede controlarse mediante el mando a distancia que se incluye con el equipo.

Por favor contacte a su distribuidor autorizado de HeartSine por la lista de accesorios.

Exclusión de garantía

HeartSine Technologies o el distribuidor autorizado no están obligados a llevar a cabo servicios/repares en el período de garantía si:

- a. Se han realizado modificaciones no autorizadas al dispositivo.
- b. Se utilizan componentes no estándares.
- c. El usuario no ha utilizado el dispositivo según las indicaciones de uso o las instrucciones de este manual.
- d. Se ha eliminado, dañado, alterado o utilizado para fines no apropiados el número de serie del aparato.
- e. El dispositivo, los electrodos o las baterías se almacenan o se utilizan fuera de las especificaciones ambientales.
- f. El dispositivo se ha puesto a prueba utilizando métodos no aprobados o equipos no aprobados (ver sección de mantenimiento).

Cualquier reclamación que se realice durante el período de garantía debe ser dirigido por medio del distribuidor del cual se adquirió originalmente el dispositivo. Antes de realizar un servicio o reparación en el período de garantía, HeartSine Technologies requiere una prueba de compra. El producto debe utilizarse según el manual de uso y para el propósito para el cual se diseñó. Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con support@heartsine.com.

Instrucciones de desecho

PAD 500P Trainer

El PAD 500P Trainer es un dispositivo reutilizable. Si se conserva según las instrucciones de este manual, tiene un período de garantía de dos años a partir de la fecha de fabricación. El año de fabricación del dispositivo es indicado por los dos primeros dígitos del número de serie.

Desecho

Si desea desechar el PAD 500P Trainer, debe hacerlo en un centro de reciclado apropiado, según los requisitos locales, provinciales o nacionales. Otra opción es regresar la unidad a su distribuidor local o a HeartSine Technologies para su desecho.

Dentro de la Unión Europea

No deseche el PAD 500P como desecho municipal no clasificado. Separe el PAD 500P Trainer para que sea reutilizado o reciclado, según la Directiva 2002/96/EEC del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre Desecho de Equipos Electrónicos y Eléctricos (WEEE), o regréselo a su distribuidor local o a HeartSine Technologies para que lo descarten.

Preparación del HeartSine PAD Trainer para su uso

- 1) Verifique que el HeartSine PAD 500P Trainer esté completamente cargado (ver la sección Carga del equipo en este manual).
- 2) Coloque el HeartSine PAD 500P Trainer y el trainer Pad-Pak sobre una superficie plana. Empuje el trainer Pad-Pak dentro de la abertura del HeartSine PAD 500P Trainer hasta que escuche un "clic", que indica que se ha insertado correctamente.
- 3) Coloque las baterías que se suministran con su Trainer dentro del mando a distancia del HeartSine Pad.
- 4) Presione el botón de encendido/apagado (On/Off) del HeartSine PAD 500P Trainer y preste atención a las indicaciones audibles para asegurarse de que la unidad esté funcionando.
- 5) Si el HeartSine PAD 500P Trainer no tiene carga suficiente, no funcionará correctamente. Conecte el cargador al sistema para volver a cargarlo. Si desea instrucciones completas, vea la sección de Carga en este manual. Puede seguir operando el HeartSine PAD 500P Trainer mientras se recarga, aunque eso reducirá la velocidad de la carga.

Encendido y apagado del HeartSine PAD 500P Trainer

Para encender el equipo HeartSine PAD 500P Trainer, presione el botón de encendido/apagado (On/Off).



El equipo estará configurado para funcionar en la última situación que se utilizó.


Para apagar el HeartSine PAD 500P Trainer, presione nuevamente el botón On/Off.

Una vez que el HeartSine PAD 500P Trainer esté encendido, podrá apagarse utilizando el mando a distancia que se adjunta. Para apagar el equipo de formación, presione el botón de apagado (Off) (botón rojo) del mando a distancia.



Cuando esté encendido, el HeartSine PAD 500P Trainer se apagará automáticamente después de quince minutos sin ser utilizado.

PAD 500P Trainer



- A Puerto de datos
- B Indicador de estado
- C Botón de descarga
- D Indicador de contacto seguro
- E Altavoz
- F Cartucho Pad-Pak
- G Botón de encendido/apagado
- H Indicador de “no tocar”
- I Indicador de colocación de los electrodos
- J Flechas de acción
- K Indicador de RCP



Botón de encendido/apagado
Presione este botón para encender y apagar el dispositivo.



Indicador de conexión de los electrodos
Las flechas de acción que están alrededor de este icono parpadean para indicar al usuario que deben colocarse los electrodos del PAD 500P al paciente como se indica.



Indicador de contacto seguro
Es seguro tocar al paciente cuando parpadean las flechas de acción que están alrededor de este icono. Puede administrar resucitación cardiopulmonar o revisar al paciente.



Flechas de acción
Las flechas de acción que aparecen alrededor de un icono parpadean para indicar las acciones que debe realizar el usuario.



Indicador de “no tocar”
No toque al paciente cuando parpadean las flechas de acción que están alrededor de este icono. El PAD 500P puede estar analizando el ritmo cardíaco del paciente, o preparándose para administrar una descarga.




Indicador de CPR
Se trata de un conjunto de luces que suministra una indicación graduada de la fuerza que se aplica durante las compresiones de CPR (resucitación cardiopulmonar). Las luces verdes indican que las compresiones se están realizando con la fuerza adecuada..



Botón de descarga
Presione este botón para administrar una descarga terapéutica.

Mando a distancia del PAD 500P Trainer



- A** Botón de apagado
- B** Control de volumen
- C** Indicador de batería baja.
- D** Botón de pausa
- E** Situación que exige descarga
- F** Situación que no exige descarga
- G** Seleccionar situación
- H** Colocar electrodos
- I** Asistente RCP – Control de fuerza
- J** Asistente RCP – Control de frecuencia



Apagar el equipo Trainer

El mando a distancia puede utilizarse para apagar el HeartSine PAD 500P Trainer. Para apagar el Trainer, presione el botón rojo del mando a distancia.



Cambiar el volumen

El HeartSine PAD 500P Trainer tiene cuatro volúmenes posibles. Los botones de control del volumen están a la izquierda del botón de apagado en el mando a distancia. Para aumentar el volumen, presione el botón "+", y para reducirlo, presione el botón "-".



Pausar el Trainer

Es posible poner en pausa el HeartSine PAD 500P Trainer durante la formación. Para poner el equipo en pausa, presione el botón de pausa (II/▶). El equipo permanecerá en pausa hasta que se vuelva a presionar el botón de Pausa, momento en el cual continuará con la situación seleccionada.



Cambiar la situación

El HeartSine PAD 500P Trainer tiene cuatro situaciones de formación pre-programadas. (Para más detalles sobre las situaciones, vea la sección de situaciones de este manual). La situación puede cambiarse presionando el botón del número deseado en el mando a distancia (es decir, al presionar el botón 3 seleccionará la situación tres).

Cuando se haya cambiado la situación, el dispositivo operará como se detalla en la sección de situaciones. El dispositivo seguirá en esta situación hasta que se seleccione una situación nueva.

Situaciones de formación pre-programadas

El Heartsine PAD Trainer tiene cuatro situaciones de formación pre-programadas para escoger. Todas las situaciones pre-programadas se basan en las recomendaciones AHA/ERC 2005. A continuación se detallan las cuatro situaciones pre-programadas.

Situación 1

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Modo de configuración | - | "Solicite asistencia médica", "Tire de la pestaña verde", etc. |
| 2. | Intervención del usuario | - | Presionar botón de "electrodos" para confirmar que los electrodos están colocados. |
| 3. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 4. | Se recomienda una descarga. | - | El usuario debe presionar el botón de descarga |
| 5. | Modo RCP | - | El usuario debe aplicar RCP asistida según se requiera. |
| 6. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 7. | No se recomienda una descarga. | - | |
| 8. | Modo RCP | - | El usuario debe aplicar RCP asistida según se requiera. |
| 9. | Repetir | - | Los pasos 6 a 8 deben repetirse hasta que se presione el botón "ON/OFF". |

Situación 2

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Modo de configuración | - | "Solicite asistencia médica", "Tire de la pestaña verde", etc. |
| 2. | Intervención del usuario | - | Presionar botón de "electrodos" para confirmar que los electrodos están colocados. |
| 3. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 4. | No se recomienda una descarga. | - | |
| 5. | Modo RCP | - | El usuario debe aplicar RCP asistida según se requiera. |
| 6. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 7. | Se recomienda una descarga. | - | El usuario debe presionar el botón de descarga |
| 8. | Modo RCP | - | El usuario debe aplicar RCP asistida según se requiera. |
| 9. | Repetir | - | Los pasos 6 a 8 deben repetirse hasta que se presione el botón "ON/OFF". |

Situación 3

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Electrodos | - | El equipo supone que los electrodos ya están colocados. |
| 2. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 3. | Comprobar los electrodos | - | "Compruebe los electrodos" |
| 4. | Intervención del usuario | - | Presionar botón de "electrodos" para confirmar que los electrodos están colocados. |
| 5. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 6. | Se recomienda una descarga. | - | El usuario debe presionar el botón de descarga |
| 7. | Modo RCP | - | El usuario debe aplicar RCP asistida según se requiera. |
| 8. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 9. | No se recomienda una descarga. | - | |
| 10. | Modo RCP | - | El usuario debe aplicar RCP asistida según se requiera. |
| 11. | Repetir | - | Los pasos 3 a 10 deben repetirse hasta que se presione el botón "ON/OFF". |

Situación 4

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Electrodos | - | El equipo supone que los electrodos ya están colocados. |
| 2. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 6. | Se recomienda una descarga. | - | El usuario debe |
| 7. | Modo RCP | - | El usuario debe aplicar RCP asistida según se requiera. |
| 5. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 6. | Se recomienda una descarga. | - | El usuario debe presionar el botón de descarga |
| 7. | Modo RCP | - | El usuario debe aplicar RCP asistida según se requiera. |
| 5. | Modo de monitorización | - | "Evaluando el ritmo cardíaco", "No toque al paciente", etc. |
| 9. | No se recomienda una descarga. | - | |
| 10. | Modo RCP | - | El usuario debe aplicar RCP asistida según se requiera. |
| 11. | Repetir | - | Los pasos 5 a 10 deben repetirse hasta que se presione el botón "ON/OFF". |

El mando a distancia permite a los formadores controlar la situación manualmente. Cuando se encienda, el HeartSine PAD 500P Trainer operará como se detalla en las situaciones de formación mencionadas. Los formadores pueden cambiar el curso de la situación presionando el botón de “Se requiere descarga”, “No se requiere descarga” o “Conectar electrodos”.



Se requiere descarga.

Presionar el botón de “Se requiere descarga” hará que el HeartSine PAD 500P Trainer no complete la situación de formación seleccionada. Cada período de análisis subsiguiente sugerirá que se realice una descarga hasta que el equipo se apague o se presione el botón “No se requiere descarga” en el mando a distancia.



No se requiere descarga.

Presionar el botón de “No se requiere descarga” hará que el HeartSine PAD 500P Trainer no complete la situación de formación seleccionada. Cada período de análisis subsiguiente no sugerirá que se realice una descarga hasta que el equipo se apague o se presione el botón “Se requiere descarga” en el mando a distancia.



Conectar los electrodos.

Si se presiona el botón de “Conectar los electrodos”, el equipo de formación reproducirá las indicaciones de conectar los electrodos durante el período de análisis. El equipo seguirá reproduciendo la indicación de conectar los electrodos hasta que se vuelva a presionar el botón de “Conectar electrodos”.

HeartSine samaritan con Asistente de RCP, modelo 500P

El desfibrilador externo automatizado HeartSine PAD 500P incorpora un módulo de respuesta llamado “Asistente de RCP”. El HeartSine PAD 500P utiliza la función “Asistente de RCP” para dar asistencia sobre la calidad de la resuscitación cardiopulmonar que están dando los socorristas. Si es necesario, se indicará al socorrista que presione con más fuerza, hasta que las compresiones tengan la fuerza suficiente.

Si se considera que las compresiones tienen fuerza suficiente, la función “Asistente de RCP” analizará la frecuencia con la que se están realizando las compresiones. Se indicará al socorrista que presione más rápida o más lentamente, si es necesario.

Si la resuscitación cardiopulmonar que se está realizando tiene buena fuerza y buena frecuencia, el HeartSine PAD 500P emitirá una indicación de “Compresiones correctas”.

Todas las indicaciones audibles se acompañan con indicaciones visuales en el icono del indicador de RCP.

Formación del Asistente de RCP

Los formadores pueden simular la función Asistente de RCP en el HeartSine PAD 500P Trainer utilizando el mando a distancia. Los formadores deben observar la RCP que están administrando los socorristas que se están formando y, según la observación, presionar el botón adecuado.

El HeartSine PAD 500P Trainer asumirá inicialmente que se están realizando compresiones correctas, y reproducirá la indicación audible



“Compresiones correctas”


Los botones de control de RCP están en la parte inferior del mando a distancia. Los botones de la izquierda se usan para indicar la frecuencia con la que la persona en formación está realizando las compresiones, y los botones de la derecha se usan para indicar la fuerza con la que se están realizando.

Frecuencia de compresión

Compresiones rápidas

Frecuencia correcta

Compresiones lentas



Fuerza de compresión

Inicie RCP

Fuerza correcta

Fuerza insuficiente

Fuerza de compresión

El HeartSine PAD 500P Trainer puede imitar la función Asistente de RCP del desfibrilador HeartSine PAD 500P.




RCP no iniciada

Si el socorrista en formación no ha comenzado a realizar la RCP, presione el botón “Sin compresiones”. El HeartSine PAD 500P Trainer reproducirá la indicación audible,



“Inicie la RCP”



El indicador de RCP del HeartSine PAD 500P Trainer tiene una única luz naranja que parpadea, como se muestra. La persona en formación debe comenzar la RCP de forma inmediata.



Las compresiones no tienen fuerza suficiente

Si el socorrista en formación ha comenzado a realizar RCP, pero no lo hace con fuerza suficiente, presione el botón "Fuerza insuficiente". El HeartSine PAD 500P Trainer reproducirá la indicación audible,



"Presione más fuerte"



El indicador de RCP del HeartSine PAD 500P Trainer parpadeará en color amarillo, como se muestra. La persona en formación debe comenzar la RCP de forma inmediata.



Fuerza de compresión correcta

Si el socorrista en formación realiza las compresiones con profundidad suficiente, presione el botón "Fuerza correcta". Todas las luces del icono del indicador de RCP (amarillas y rojas) parpadearán como se muestra. .



El HeartSine PAD 500P Trainer ya no reproducirá mensajes con respecto a la fuerza con la que se están realizando las compresiones.



"Inicie la RCP"

Frecuencia de compresión

El HeartSine PAD 500P Trainer puede imitar la función Asistente de RCP del desfibrilador HeartSine PAD 500P. A continuación se presentan instrucciones de cómo simular la frecuencia de compresiones.



Compresiones demasiado lentas

Si el socorrista en formación realiza las compresiones con demasiada lentitud, presione el botón "Compresiones lentas". El HeartSine PAD 500P Trainer reproducirá la indicación audible,



"Presione más rápido"



Compresiones demasiado rápidas

Si el socorrista en formación realiza las compresiones con demasiada rapidez, presione el botón "Compresiones rápidas". El HeartSine PAD 500P Trainer reproducirá la indicación audible,



"Presione más lento"



Frecuencia de compresión correcta

Si el socorrista en formación realiza las compresiones con una frecuencia correcta, presione el botón "Frecuencia correcta". El HeartSine PAD 500P Trainer reproducirá la indicación audible de compresiones correctas.

Gestión de la batería del HeartSine PAD 500P Trainer.

El HeartSine PAD 500 Trainer contiene una batería recargable. Se recomienda que verifique que el HeartSine PAD 500P Trainer esté completamente cargado antes de iniciar las actividades de formación.

Con carga completa, el HeartSine PAD 500P Trainer le dará aproximadamente cuatro horas de uso antes de necesitar una recarga.

El HeartSine PAD 500P Trainer controlará la capacidad de la batería a medida que se vaya agotando. Antes de que se agote totalmente la batería, el equipo reproducirá el siguiente mensaje:



“Advertencia. Batería baja”.

Si oye esta advertencia, podrá seguir usando su HeartSine PAD 500P Trainer durante un período limitado. Si el equipo agota completamente su carga, se apagará. En este punto, deberá recargar el equipo.

Si desea seguir utilizando el HeartSine PAD 500P Trainer sin recargarlo, puede conectar el cargador al dispositivo. El dispositivo se cargará a mucha menor velocidad, pero podrá seguir usando el equipo.

Recarga del HeartSine PAD 500P Trainer.

Para recargar el HeartSine PAD 500P Trainer de forma segura, siga las instrucciones que se dan a continuación.

- 1) Inserte el adaptador del cargador en el conector del HeartSine PAD 500P Trainer como se muestra en la imagen. Verifique que el adaptador esté totalmente insertado.
- 2) Conecte el cargador a la red eléctrica.
- 3) Permita que el equipo se cargue. Cargar completamente un HeartSine PAD 500P Trainer lleva aproximadamente 4 horas.
- 4) Retire el adaptador del HeartSine PAD 500P Trainer. Encienda el equipo de formación para verificar que funcione.

Si el HeartSine PAD 500P Trainer se enciende durante la carga, el cargador debe apagarse y encenderse nuevamente para reiniciar la carga rápida.

El HeartSine PAD 500P Trainer sólo debe cargarse con el cargador provisto. Utilizar cualquier otro dispositivo de carga anulará la garantía y puede dañar el HeartSine PAD 500P Trainer.

El HeartSine PAD 500P Trainer y el cargador sólo están diseñados para uso en interior. No los utilice en ambientes húmedos.

Ni el equipo HeartSine PAD 500P Trainer ni la unidad Pad-Pak para el equipo ni el cargador contienen piezas que pueda arreglar usted mismo. Estos productos no deben abrirse. En el improbable caso de un problema de funcionamiento, póngase en contacto de inmediato con su distribuidor.

Baterías del mando a distancia

El mando a distancia del equipo de formación PAD 500 Trainer de HeartSine contiene un indicador de batería baja. Si este indicador parpadea en color rojo dos veces tras presionar un botón del mando a distancia, es necesario reemplazar las baterías del mando a distancia.

El mando a distancia utiliza baterías comunes AAA.

Puede accederse a las baterías retirando la tapa que está en la parte posterior del mando a distancia.



Insertar las baterías en el mando a distancia mientras se presiona el botón de apagado (OFF) hará que el mando entre en modo de conexión y tome una nueva identificación de transmisión. Esta identificación será diferente de la que está almacenada en el dispositivo de formación. Si esto ocurre de forma accidental, será necesario completar el procedimiento de conexión de forma completa para conectar nuevamente el mando a distancia con el equipo PAD 500P Trainer de HeartSine.

El reemplazo normal de las baterías no causa ningún problema, ya que el proceso de conexión sólo se inicia cuando se presiona el botón de apagado mientras se cambian las baterías.

Herramienta de configuración del equipo PAD 500P Trainer de HeartSine

La herramienta de configuración del HeartSine PAD 500P Trainer es un programa que puede descargarse gratuitamente del sitio web de HeartSine (www.HeartSine.com). Este programa le permite actualizar su equipo. Están disponibles las siguientes opciones.

Idioma

El equipo de formación PAD 500P de HeartSine puede reprogramarse para operar con indicaciones audibles en uno de muchos idiomas. Descargue el manual del usuario de la herramienta de configuración del equipo PAD 500P Trainer del sitio de HeartSine para leer instrucciones de cómo realizarlo.

Conectar un mando a distancia con el equipo PAD samaritan.

Cada equipo PAD 500P Trainer de HeartSine tiene un mando a distancia específico que lo opera. Esto es para permitir que se utilicen múltiples dispositivos en lugares cercanos sin interferencias. En el improbable caso de que su mando a distancia ya no funcione con su equipo, deberá ser conectado al equipo nuevamente.

La herramienta de configuración del HeartSine PAD 500P Trainer puede utilizarse para conectar un mando a distancia con su equipo. Puede encontrar instrucciones completas dentro del manual de instrucciones que lo acompaña.

Identificaciones de los equipos

Cada HeartSine PAD 500P Trainer recibe un número de identificación entre 001 y 255 durante la fabricación. El mando a distancia de cada equipo recibe el mismo número de identificación. En el improbable caso de que se estén utilizando al mismo tiempo dos dispositivos con el mismo número, utilice la herramienta de configuración del HeartSine PAD 500P Trainer para asignar nuevos números a los equipos. Será necesario conectar el dispositivo con el mando a distancia después de asignarle un nuevo número de identificación.

Lineamientos 2005 de RCP

A continuación se presenta un resumen breve de los pasos básicos de la RCP para socorristas no profesionales, según las recomendaciones de la AHA (Asociación Estadounidense de Cardiología) y el ERC (Consejo Europeo de Resucitación) en sus Lineamientos 2005 de RCP y ACU. Se presenta sólo como referencia rápida para personas que hayan sido entrenadas en RCP. HeartSine recomienda que todos los usuarios potenciales del PAD 500P sean capacitados por una organización de capacitación competente, tanto en RCP como en el uso del PAD 500P, antes de poner el PAD 500P en servicio. Si las recomendaciones se modifican se dispondrá de un programa de software para actualizar el desfibrilador de acceso Público 500P a los efectos de cumplir con las mismas; por favor, comuníquese con el distribuidor autorizado de HeartSine o directamente con HeartSine Technologies.

LLAME a los Servicios Médicos de Urgencia (999/911/112, etc.)
Pida que le traigan un desfibrilador externo automatizado (DEA)



Observe, sienta, escuche



2 respiraciones 30 compresiones (AHA) / 30 compresiones 2 respiraciones (ERC)



Si hay uno disponible, utilice un DEA



Continúe con la RCP hasta que lleguen los Servicios Médicos de Urgencia. Alterne con una segunda persona luego de un ciclo, o 2 minutos

¿La persona no responde?
Háblele a la persona y sacúdala por el hombro.



REALICE LA RCP hasta que llegue el DEA
O llegue un médico de urgencia
Háblele a la persona y sacúdala por el hombro.



REALICE LA RCP hasta que llegue el DEA
O llegue un médico de urgencia
Pida a otras personas que le ayuden, y altérnense en la RCP



Si hay un DEA disponible, enciéndalo y siga las instrucciones

Decisión de análisis de descarga

SÍ



DAR DESCARGA



NO



Continuar rcp durante 2 minutos / 5 ciclos

Notas

Notas



HeartSine®

Sede mundial:

HeartSine Technologies Inc
121 Friends Lane
Suite 400
Newtown, PA 18940
Tel: 1.215.860.8100
Fax: 1.215.860.8192

Fabricado por:

HeartSine Technologies Ltd
Canberra House
203 Airport Road West
Belfast BT3 9ED
Northern Ireland
Tel: +44 (0)28 9093 9400



www.heartsine.com

www.heartsine.eu

support@heartsine.com

Distribuidor autorizado



Tfno.: (+34) 629 248 735 eMail: srosell@hospimedicanarias.com

Spanish