

COMUNICADOR 112

El comunicador 112 es un dispositivo pequeño, ligero y adaptable a distintos tipos de vitrinas que le permitirá tener su desfibrilador Samaritan permanentemente conectado al servicio de emergencias las 24 horas al día durante los 365 días del año con un coste mínimo. Es fácil de instalar, viene acompañado de una guía de instalación en español que le indicará, de forma clara y concisa, el procedimiento de instalación a seguir.

La utilización del dispositivo es muy sencilla; el dispositivo realizará llamadas al 112 de forma automática cuando los sensores se separen o pulsemos el botón y el altavoz se activará por defecto, ofreciendo comunicación directa con el servicio de emergencias.



- Batería interna recargable.
- Fácil instalación.
- Posibilidad de adaptación a distintos tipos de vitrinas.
- Posibilidad de adaptación en la bolsa del desfibrilador Samaritan.
- Mantenimiento muy económico.
- Peso neto: 500 gr

Opciones de comunicación con el 112 o servicio médico:

- Llamada automática al 112 o al número preconfigurado al abrir la vitrina o al sacar el desfibrilador de la misma.
- Botón de llamada de emergencia al 112.
- Comunicación bidireccional con altavoz y micrófono.
- Posibilidad de avisos automáticos por SMS a máximo 5 números de teléfono diferentes (Máx. 40 caracteres). Con esta opción es posible enviar un mensaje por ejemplo al servicio médico de la empresa a la vez que el dispositivo realiza una llamada al 112, o a la policía local si el Desfibrilador se utiliza en una vía pública recibiendo asistencia de una manera más efectiva y rápida.