



NEBULIZADOR F-202

Nebulizador ultrasónico para la terapia de aerosol para uso intensivo.

Proporciona muy buena terapia y es extremadamente fácil de usar.

Garantiza una niebla muy buena y rápida de la droga y en absoluto silencio. Viene con los siguientes accesorios:

1 Máscara de adulto y niño

1 Boquilla

1 Tubo corrugado

5 Tazas medicación

1 Adaptador de CA.

Dimensiones: 180 x 105 x 130 mm

Peso: 600gr

110-240V 50-60 Hz

Nivel de ruido: 40 Db

Nebulisation: hasta 2,5 cc/min – 2,5 ml/min (ajustable)

Granulometría: 0,5-5 micras.

Frecuencia de oscilación: 1,7 MHz.



NEBULIZADOR F-205

Compresor nebulizador para aerosolterapia uso intensivo.

Está equipado con compresor de tipo pistón.

Potentes, fiables y silenciosos.

Caja de ABS con compartimento de accesorios ancho-built-in.

Suministrado con el kit de accesorios:

1 Nebulizador, niño y adulta

1 Máscara

1 Tubo de 210 cm.

Dimensions : 300 x 190 x 160 mm:

Peso : 2.1 kg

230V - 50/60Hz

nebulization 185: 2cc - 7 mintues

Operating ciclo: continuous

Working presión: 2,5 bar



NEBULIZADOR F-208

F-208

Es un aparato para aerosolterapia ultrasónico, indicado para uso intensivo.

Características técnicas:

Frecuencia de ultrasonido: 1,7 MHz.

Diámetro de las partículas nebulizadas: 1-5 µm

Capacidad de la ampolla: 80 ml

Velocidad de nebulización: 5 ml/min

Temporizador: 0-60 min

Nivel de ruido: 45 db (A)

Alimentación eléctrica: 220 V – 50/60 Hz.

Consumo eléctrico: 70 W

Dimensiones: 310x180x270 mm

Peso: 2,75 kg