



**ALMOHADA CON PIEL PARA SUTURAS EN AMBOS LADOS**

Ref- 1005133/NR



**ALMOHADA PARA PRACTICAR SUTURAS EN LA PIEL**

Ref- 1005134/NR

Una forma altamente rentable de practicar las técnicas quirúrgicas de abrir y cerrar.

Características:

Económica almohada reversible.

Dándole la vuelta a la almohada se puede utilizar el doble de veces

El material ha sido diseñado para proporcionar realismo a las incisiones complejas, como p. ej., la suturación de colgajos

Una capa subcutánea permite realizar suturas intradérmicas

Para que el uso sea más agradable, la piel ha sido perfumada

La base tiene apoyos de succión para evitar el resbalamiento