



PHIAL'S

EB09.002

Ampulario Médico

Medidas: 18 x 13 x 4 cm, 0.93 L

Peso: 0.17 kg.

Material: 230 x 230D Twill Poliéster.

Lavable.

Color: Negro.

Contenido máximo recomendado: 1 kg.

Es el ampulario isotérmico de tamaño medio pensado para proporcionar al usuario una herra mienta extra para la inserción de ampollas.

Permite al profesional transportar ordenadamente y bajo perfectas condiciones la medicación necesaria para ofrecer una atención de calidad.

Separador central acolchado con bandas elásticas.

Sujeción de velcro en la base.