



Skin-fixe TST

- Cantos redondeados: evitan que los extremos se levanten y que el apósito se despegue involuntariamente
- Cuida y protege heridas de diferente tamaño

Skin-fixe TST

MEDIDAS	REF.
5 x 7 cm	128822
10 x 10 cm	128823
15 x 10 cm	128824
20 x 10 cm	128826

Protección:

Frente a contaminación bacteriana: el film de poliuretano transparente es una buena barrera bacteriana.

Frente a agentes mecánicos: el apósito está acolchado para proteger a la herida de posibles golpes.

Absorción moderada del exudado:

La compresa central es absorbente y retiene el posible exudado para evitar que macere la herida o la zona perilesional.

Retirada atraumática:


Compresa central no adherente: la capa en contacto con la herida no se adhiere a ella. De este modo, cuando se requiere retirar el apósito, se respeta el tejido nuevo que se forma en el lecho de la herida y en la zona perilesional y no provoca dolor al paciente.

Permite la correcta transpiración de la piel:

Gracias a los poros distribuidos uniformemente por todo el soporte, la piel puede respirar de forma adecuada.

Minimiza el riesgo de alergia:

Soporte: film de poliuretano hipoalergénico.
Adhesivo: acrílico hipoalergénico. Minimiza el riesgo de posibles irritaciones y alergias. No deja residuos una vez retirado el apósito.



Skin-film

Indicaciones:

- Minimiza el riesgo de cicatriz en heridas superficiales y sin exudado
- Prevención de úlceras por presión
- Apósito secundario

Skin-film

MEDIDAS	REF.
5 x 7 cm	127277
12 x 10 cm	127280
15 x 10 cm	129623
20 x 10 cm	129625
25 x 10 cm	129624

Adaptabilidad perfecta:
El film de poliuretano adhesivado Skinfilm se adapta como una segunda piel a todos los movimientos del cuerpo sin arrugarse incluso en las zonas de difícil sujeción como el codo o la rodilla.

Favorece la cura húmeda:
El film de poliuretano adhesivado Skinfilm permite el paso de gases y vapor de agua y es impermeable al agua. Por ello favorece un ambiente húmedo alrededor del lecho de la herida.


Barrera antibacteriana:
Evita el paso de bacterias. Se minimiza el riesgo de contaminación de la herida.

Minimiza el riesgo de alergia:
Soporte: film de poliuretano hipoalergénico.

Adhesivo: acrílico hipoalergénico. Minimiza el riesgo de posibles irritaciones y alergias. No deja residuos.

Esterilidad:
Apósito esterilizado con óxido de etileno.

Normativas:
Según el Real Decreto RD 1591/2009
Skin-film es Clase I estéril.



Celulosa Precortada Novamed

- Apósito precortado cómodo de aplicar

Novamed	REF.
1 Bolsa individual (2 rollos x 500 UI)	127310

Indicaciones:

- Limpieza de pequeñas heridas: el apósito de celulosa precortada facilita la aplicación de antisépticos sobre pequeñas heridas.
- Absorbe el posible exudado en analíticas de sangre.
- Limpieza de la piel de una zona a tratar: el apósito de celulosa precortada facilita la aplicación de antisépticos sobre piel sana.
- Indicada para uso en laboratorios para todo tipo de tareas.

Composición:

- Compresa de celulosa: blanqueada.
- Libre de adhesivo.
- Libre de látex.

Máxima higiene:

- Preparado para poner en un dispensador.
- No desprende fibras.

Normativa:
Según el Real Decreto RD 1591/2009 la celulosa precortada es Clase I.