



Cuida y protege heridas de diferente tamaño

- Compresa central absorbente no adherente
- Cantos redondeados: evitan que los extremos se levanten y que el apósito se desprenda involuntariamente

MEDIDAS	REF.
5 x 7 cm	128457
5 x 7 cm	127648
10 x 10 cm	128459
10 x 10 cm	128460
15 x 10 cm	128461
15 x 10 cm	127650
20 x 10 cm	128463
20 x 10 cm	128464
25 x 10 cm	127649
30 x 10 cm	125466
35 x 10 cm	128506

Protección:

- Frente a contaminación bacteriana: tejido sin tejer especialmente diseñado para minimizar el riesgo de contaminación bacteriana.
- Frente a agentes mecánicos: el apósito está acolchado para proteger la herida de posibles golpes.

Absorción moderada del exudado:

La compresa central es absorbente y retiene el posible exudado para evitar que macere la herida o la zona perilesional.



Clifixe Oval

MEDIDAS	REF.
7 x 9 cm	124374
7 x 9 cm	124373

• Especial para zonas delicadas (zona periorcular y talón)



Especialmente indicado para pieles sensibles

- Cobertura y protección de pequeñas heridas
- Presentación no estéril

Clifixe Tiras

MEDIDAS	REF.
80 x 7 cm	129437

Retirada atraumática:

Compresa central no adherente: la capa en contacto con la herida no se adhiere a ella. Al retirar el apósito, se respeta el tejido nuevo que se ha formado en el lecho de la herida y en la zona perilesional y no provoca dolor al paciente.

Correcta transpiración de la piel:

Permite el paso de los gases y del vapor de agua.

Minimiza el riesgo de alergia:

Soporte: tejido sin tejer hidrófobo hipoalergénico que minimiza el riesgo de posibles irritaciones.

Adhesivo: acrílico hipoalergénico que minimiza el riesgo de posibles alergias. No deja residuos.

Capa en contacto con la piel: inerte.

Libre de látex.