



ATOEKO - Asiento bañera giratorio

Asiento bañera para facilitar el aseo personal.

Asiento giratorio para facilitar el acceso del usuario, disponiendo de una palanca de bloqueo para fijar el giro.
Sistema de estabilización lateral para adaptar a todas las bañeras y así evitar que se desplace.
El usuario se sienta, se le levantan las piernas y el asiento gira suavemente para centrarse sobre la bañera.

TALLA	Medida bañera	Ancho apoyo	Fondo	Altura
-------	------------------	----------------	-------	--------

AH540300 - Silla de ducha IRATI

Silla de ducha con 4 ruedas de 125mm, giratorias y las traseras con frenos.

Asiento con apertura frontal para facilitar la limpieza.
Silla preparada para su utilización en el agua.
Tornillería de inox. y picierio de plástico. Recubrimiento especial.
Silla de ducha, **ideal para personas con falta de movilidad.**
Facilita la labor de los cuidadores, gracias a sus 4 ruedas.

Máxima comodidad tanto para el paciente como para la persona que se encarga de ayudarlo en su aseo diario.

Talla única.

**Sillas de ducha
FD70-FD80**

Silla de ducha con 4 ruedas de 125mm, giratorias y las traseras con fr
Asiento con apertura frontal para facilitar la limpieza. Silla preparada p
su utilización en el agua. Tornillería de inox. y picierio de plástico.
Recubrimiento especial.

CARACTERÍSTICAS

TALLA							KG
FD70	40	52	69	58	95	42	9
FD80	45	60	69	58	95	42	9,7

AEG1001 - Silla MADRIGAL

Silla de ducha inyectada en material plástico.

Con asiento inodoro con tapa. Sin ruedas (opcional).
Color beige.
Se suministra sin cojín

TALLA						
-------	--	--	--	--	--	--

Única

