



### **BANQUETA CON RESPALDO CON ASIENTO EN " U "**

**AHJ5015 /NR**

Banqueta de aluminio con respaldo y con asiento en U para facilitar la higiene personal.  
Regulable en altura de 34 a 45cm.  
Base:48x51cm  
Asiento:41x36cm  
Respaldo: 40x18cm  
Altura respaldo: 36cm  
Peso máximo usuario: 136 kg



### **TABURETE ALUMINIO REGULABLE EN ALTURA PARA DUCHA**

**AHJ5040/NR**

Taburete de aluminio redondo  
Regulable en altura de 33 a 51cm.  
Base: 33x33cm  
Diagonal base: 49cm  
Diámetro asiento: 32cm  
Peso máximo usuario. 136Kg



### **ASIENTO PARA BAÑERA- GIRATORIO**

**ATOEKO/NR**

Asiento giratorio para facilitar el acceso del usuario,  
disponiendo de una palanca de bloqueo para fijar el giro.  
Sistema de estabilización lateral para adaptar a todas las bañeras y así evitar que se desplace.  
El usuario se sienta, se le levantan las piernas y el asiento gira suavemente para centrarse sobre  
la bañera.  
Medidas de 50cm de alto, 55cm de fondo y 71cm de ancho.  
Para bañeras de un interior de 55 a 60cm y de un exterior de 60 a 70cm.  
Peso máximo usuario 120kg



### **SILLA DE DUCHA POLIPROPILENO**

Silla de ducha inyectada en polipropileno con carga.  
Con asiento inodoro con tapa.  
Opcional kit de ruedas.  
Color beige.  
Peso máximo usuario 90kg.  
Ref. **AEG1001 -Versión A**  
Ref. **AEG1002 - Kit de ruedas.- Versión B**