



### ASPIRADOR DE SECRECIONES 7E-D

Ref- 7E- ABD

**7E-D Aspirador Universal AC/DC  
(con la batería interior)**

**Bomba de lubricación sin aceite**

**Selector de presión negativa**

**Botella integrada.**

**Mínimo ruido :  $\leq 65\text{dB(A)}$**

**Tamaño pequeño, fácil de llevar.**

**Adopta tres modos de suministro de electricidad: corriente alterna, corriente continua y las baterías.**

**Así que es más conveniente para la carencia situación corriente alterna como en vehículos y lugares al aire libre para salvar y cuidar a los pacientes.**

**Fuente de alimentación: AC  $220\text{V} \pm 10\%$   $50\text{Hz} \pm 2\%$ ;**

**Alimentación 12VDC: valor  $\leq 90\text{VA}$**

**Máxima presión negativa:  $\geq 0.075\text{MPa}$**

**Tasa de bombeo: volumen de embalse  $\geq$  de 15 L/min: 1000 mL**

### SE ENTREGA CON:

**2 FILTROS ( sin colocar el tubo )**

**1 FILTRO ( con el tubo incluido)**

**1 TUBO DE SILICONA PARA CORTAR A NECESIDAD**

**5 FUSIBLES**

**1 SONDA DE ASPIRACIÓN CON CONTROL Nº 12**

**1 SONDA DE ASPIRACIÓN CON CONTROL Nº 8**

**1 CABLE CON CONECTOR PARA CONEXIÓN AL MECHERO DEL COCHE**

**LIBRO DE GARANTIA EN ESPAÑOL**

**LIBRO DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL**