

ASPIRADOR **CA-MI** Mod. ASKIR 30 12

**NEW ASKIR 30 12V**



Nuevo aspirador ASKIR para fluidos corporales, nasal, oral, y traqueal, en adulto y niño  
Fabricado para su uso en ambulancias

**FILTRO ANTIBACTERIANO E HIDROFUBO**

**SET COMPLETO TUBO DE SILICONA DE 6X10**

**REGULADOR DE ASPIRACION**

**VACUOMETRO KPa y BAR**

**VASO AUTOCLAVABLE DE POLICARBONATO CON VÁLVULA EN 1000 ó 2000 ML**

**MOTOR:** Bomba de pistón seco, sin lubricación ni mantenimiento

**ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR:** Exclusivamente a 12v.

ISO 10079 –1 CLASIFICACION – Alto vacio / Alto flujo

**ASPIRACIÓN MÁXIMA REGULABLE:** 0,75 Bar – 75 KPa. 563 mmHg

**FLUJO :** 25 l / m

**NIVEL DE RUIDO :** 65 dB

**POTENCIA ABSORBIDA:** 40 W

**FUSIBLE:** 1 x F 1.6 A 250v

**FUNCIONAMIENTO** a 35º y 100% de tensión – CONTINUO

**PESO:** 2,5 Kgs

**DIMENSIONES:** 35 x 21 x 18

**GARANTIA:** 2 años