



Aspirador Accuvac Rescue

WEINMANN

Ref- 10600

Es un aspirador de secreciones portátil para su utilización en hospital y en emergencias.

De agradable diseño y robusta construcción, el equipo permite la preselección de la potencia de aspiración deseada, con solo apretar un botón estando esta disponible en segundos (sistema Touch button)

La potencia de aspiración siempre esta controlada y regulada mediante un sistema electrónico, lo que permite que sea constante independientemente de la resistencia del sistema.

Totalmente autónomo, alimentación por baterías recargables.

Hasta 70 min de utilización a potencia max., con cada carga de baterías.

Sólida construcción con carcasa anti golpes

Contenedor de 900ml