



ASPIRADOR DE SECRECIONES BOSCAROL

Ref - OB2012



ASPIRADOR MANUAL RES-Q-VAC

- Aspirador manual de manejo sencillo y eficaz, tanto en situaciones de emergencia, como en uso asistencial en hospitales, residencias o domicilios particulares. Ideal para llevar en botiquines y equipos de emergencia, para permitir una aspiración manual eficaz sin que sea necesario recurrir a ningún suministro de energía.
- Aspirador manual (30 ml en cada ciclo)
- Fácil de desmontar y sustituir las piezas desechables.
- El frasco recolector incorpora un filtro de protección total que evita cualquier contaminación de la bomba manual.

- Características:

- **Peso:** 143 g (5 oz.)
- **Dimensiones bomba:** 114 length x 55 width x 180 height mm
- **Medidas bote:** 152.4 mm L x 5.1 mm W
- **Succión Máxima:** 625 mm / Hg
- **Capacidad vial máxima:** 300 ml.Adult.

ASPIRADOR DE SECRECIONES 7E-A

220 / 12 V

Cenector para coche

