



ASPIRADOR DE SECRECIONES

Ref - F-18-FAZ (F1800)

220 V.

Carcasa de ABS resistente a los golpes, ligero y de facil limpieza.

Frasco colector de 1 litro esterilizable, y válvula de seguridad para evitar el rebosamiento.

Vacío regulable, con manómetro.

Filtro desechable 05.0016.

Medidas - 260 X 180 X 220 mm

Peso - 3,5 Kgs

Alimentación / Tensión -230v.

Aspiración 23L / min



ASPIRADOR DE SECRECIONES

Ref - F-3100

A red y batería

220 / 12 v..

Aspirador a red y batería uso profesional.

Potente motor.

Carcasa de ABS resistente a los golpes, ligero y de fácil limpieza.

Frasco colector de 1 litro esterilizable

Válvula de seguridad para evitar el rebosamiento. Vacío regulable, con manómetro.

Filtro desechable ref. 05.0016

Medidas – 450 x 150 x 280 mm

Peso - 4 Kgs

Alimentación / Tensión –220 / 12 v

Aspiración 37 L / min



ASPIRADOR DE SECRECIONES

Ref - F-40

220 V.

Aspirador para uso profesional.

Potente motor.

Carcasa de ABS resistente a los golpes, ligero y de fácil limpieza.

Frasco colector de 1 litro esterilizable

Válvula de seguridad para evitar el rebosamiento. Vacío regulable, con manómetro.

Filtro desechable ref. 05.0016.

Medidas – 350 x 210 x 250 mm

Peso - 3,5 Kgs

Alimentación / Tensión -230v.

Aspiración 37 L / min



ASPIRADOR DE SECRECIONES MANUAL

F-170

Funciona siempre:

Funcionamiento manual, a pedal

Carcasa de ABS resistente a los golpes.

Ligero y de fácil limpieza.

Aspiración regulable hasta 600 mbar

Frasco colector de 1 litro autoclavable.

Filtro antibacterias ref. 05.0015.

Medidas: 260 mm x 180 mm x 240 mm H.

Peso: 2 kg