



Aspirador de secreciones para bebé "Penguin"

Conforme con la Directiva CEE 93/42 EEC y 2007/42CEE

50 - 150 mmHg (70-200 cm H2O).

100 mm Hg [136 cm H2O].

Material: Silicona

Medidas: 13.3 x 5.22 x 4.95 cm

Peso: 0.058 kg

Capacidad: 75 ml

Sin latex



Aspirador Compacto LCSU4 - 300 ml con cable DC (12V)

Ref - 8800604099

No hace falta ningún tubo de vacío entre el recipiente y la bomba de succión: simplemente encaje en su lugar y comience. Como solución limpia y eficiente, un recipiente usado puede reemplazarse rápidamente con uno nuevo cuando se completa la succión. El recipiente está sellado, con un filtro interno. El filtro automáticamente detiene la succión / flujo cuando el recipiente está lleno o el filtro se satura si la unidad se inclina de costado durante el uso. Una vez húmedo, el filtro forma un gel que evita el ingreso de fluido hacia la bomba

Cada versión puede convertirse fácilmente a la otra opción de recipiente mediante el pedido de las partes adicionales



Aspirador Compacto LCSU4 - 800 ml con cable DC (12V)

Ref - 88005140

No hace falta ningún tubo de vacío entre el recipiente y la bomba de succión: simplemente encaje en su lugar y comience. Como solución limpia y eficiente, un recipiente usado puede reemplazarse rápidamente con uno nuevo cuando se completa la succión. El recipiente está sellado, con un filtro interno. El filtro automáticamente detiene la succión / flujo cuando el recipiente está lleno o el filtro se satura si la unidad se inclina de costado durante el uso. Una vez húmedo, el filtro forma un gel que evita el ingreso de fluido hacia la bomba

Cada versión puede convertirse fácilmente a la otra opción de recipiente mediante el pedido de las partes adicionales

