

Aspirador de secreciones Spencer

La línea Blanco ha sido realizada para ser utilizada en ámbito ambulatorio u hospitalario; gracias a un asa integrada, se presta incluso a ser utilizada en medios de transporte.

Las bombas de vacío utilizadas en todos los modelos de la gama son de gran potencia y no necesitan mantenimiento.

Los vasos son autoclavables, integran una válvula de sobrellenado segura y un eficaz sistema de cierre.

Están fabricados con un tecnopolímero fácil de limpiar.

[Blanco 220 V 16 L/min - SC10001B](#)

[Blanco 12 V 16 L/min con batería - SC10002B](#)

[Blanco 12 V 25 L/min - SC10003B](#)

[Blanco 220 V 40 L/min - SC10004B](#)

[Blanco 12 V/220 V 36 L/min con batería - SC10036B](#)

[Fijación 10 G - SC10012B](#)

