



Aspirador Portátil V7

Aspirador portátil de alta calidad y prestaciones.

Aspirador de alto vacío; según los modelos, la potencia de la aspiración puede ser en alto caudal (30 L/min) o bajo caudal (20 o 14 L/min), para adaptarse a multitud de aplicaciones. Ideal por su versatilidad para uso en instalaciones sanitarias (cirugía, ginecología, ORL), domicilios, ambulancias y otros vehículos de emergencia.

Equipado con bomba de pistón, libre de mantenimiento, frascos recolectores de varios tipos y tamaños, y distintos modelos con alimentación eléctrica de 220 V (también 110 V bajo pedido), 12 V, 24 V y batería integrada.

Carcasa ergonómica de ABS, con asa integrada y sistema de fijación posterior probado para resistir esfuerzos hasta 10 g (según norma europea UNE-EN 1789: 2000).

Vacuómetro indicador de vacío de 0-100 kPa (0-760 mmHg)

Mando regulador de vacío. Vacío máximo entre 75 y 84 kPa (562 a 630 mmHg).

Caudal libre de aire de 14, 20 o 30 L/min (según modelo)

Frasco recolector PC1, de 1 litro (capacidad útil 0,75 L), de policarbonato esterilizable en autoclave a 121 °C, con válvula de seguridad.

También disponible con frasco recolector de 1,7 L o soportes compatibles con los principales canisters y bolsas desechable.

Filtro de bacterias y tubo de aspiración.

Interruptor ON/OFF con protección al agua. Los modelos con batería llevan protector adicional e indicadores luminosos (V7 m, V7 mx, V7 plus b, V7 plus b emergency).

Dimensiones embalado: 46 x 21 x 29 cm