



Aspirador Venturi

El aspirador AS 216 es capaz de generar, a través de una toma de distribución centralizada de aire comprimido, un elevado valor de aspiración, tanto en depresión como en suministro.

La extrema racionalidad y esencialidad, unidas a la cuidada realización técnica, permiten trabajar con la máxima seguridad, tanto de los operadores como de los pacientes.

La unidad de generación de vacío con sistema venturi AS 216 está compuesta esencialmente por un cuerpo cromado en el cual hay un regulador de aspiración y un controlador de vacío.

El sistema incluye un silenciador de alta eficacia, para garantizar un adecuado nivel de comfort para los usuarios y un vaso de seguridad de 300 cc esterilizable en autoclave.

- Dimensiones: 70 x 90 x h265 mm
- Peso: 650 g
- AS 216 - FL08216E
- Vaso 300 cc - FL08219E
- Vaso 500 cc - FL08217E
- Tapón para vaso Venturi con válvula de sobrellenado - FL08218E