



ASPIRADOR LSU

78000029 - Aspirador recipiente reutilizable

78001029 - Aspirador recipiente desechable

Aspirador con cargador (AC / DC) incorporado, batería reemplazable sin herramientas, regulador de vacío integrado, manejo con un solo mando, y protegido frente a golpes, y salpicaduras de agua. Además silencioso.

La solución ideal para situaciones extremas.

5 AÑOS DE GARANTÍA.

Seguridad sobre el terreno Autotest rápido para 4 parámetros: obstrucciones, fugas, nivel máximo de vacío, y nivel de vacío inmediato.

Fácil de usar Un solo mando. Lo suficientemente grande para ser manejado incluso con guantes.

Flexible Carga a corriente continua o alterna sin necesidad de cargador externo. Cuando está conectada a una toma de corriente carga hasta el 80% de su capacidad en 3 horas. Funciona con carga a corriente continua, alterna, o baterías.

Resistente Resiste el trato duro de la emergencia prehospitalaria sin afectar a su rendimiento

Silencioso Menos de 56 db a máxima potencia

Probado Prueba IP34D contra salpicaduras.

Variable Puede usarse para aspiración orofaríngea y traqueal