

¡SUPER PRECIO!

SELECTA

Centrífuga angular Cencom II

ECONÓMICO

sólo **495,00**

Con cabezal angular para 6 tubos de 15 ml y 6 adaptadores adicionales para tubos Falcon de 15 ml. Regulación electrónica digital de la velocidad y tiempo. Velocidad regulable hasta 4000 r.p.m. Características:

- Mueble exterior en plástico ABS esmaltado.
- Suspensión elástica del motor, reduciendo al máximo las vibraciones.
- Cabezal angular fijo para 6 tubos con identificador numérico.

• Tapa en polycarbonato transparente; permite visualizar el funcionamiento del rotor.

• Selección de 1000 a 4000 r.p.m. en pasos de 500 r.p.m.

• Selección del tiempo de 1' a 60' en pasos de 1'. Se suministra con 6 adaptadores con 6 tubos de vidrio de 15 ml y 6 adaptadores adicionales para tubos Falcon de 15 ml.

Unidad **902-9186** **495,00**

¡SUPER PRECIO!**NUEVO**

SELECTA

Centrífuga Mixtasel BLT

Centrífuga polivalente, con motor de inducción libre de mantenimiento.

Su construcción es completamente metálica.

Destaca su circuito electrónico digital dirigido por un microprocesador para el control de todos los parámetros: velocidad, aceleración, freno, RCF, temperatura, tiempo, identificación de cabezal y alarmas de funcionamiento. Características:

- Cabezales, vasos y adaptadores debidamente identificados con un sistema de grabado por láser.
- Sistema de circulación de aire para limitar aumentos excesivos de temperatura en el interior de la cubeta con la mínima resistencia.
- Grupo compresor hermético, montado sobre acoplamiento anti-vibratorio con evaporador circundante a la cubeta interior de la centrífuga (sólo centrífugas refrigeradas).
- Nivel sonoro 50-60 dBA.

• **No incluye cabezal**

R.p.m. máximo	R.c.f. máximo	Alto x Ancho x Fondo (exterior) cm	Consumo	Peso
4.200	2.669	34 x 41 x 54	210 W	22 kg

Unidad

905-4860**2.499,00**

Cabezal angular con tapa (consulte otros cabezales disponibles)

- Volumen máx.: 270 ml
- Capacidad del tubo: 18 x 15 ml
- Dimensiones: 16,5 Ø x 100 mm largo

Unidad

905-4861**995,00**