

CALIDAD Y PRECIO

HENRY SCHEIN

**Selladora
Heatsealer 2000**

Nuevo modelo con regulación de temperatura.

Soldadura según determina la ley 10 mm.

Regreso de la cuchilla después del corte.

Inicio automático de la soldadura al bajar

la palanca con indicación visual.

Stop automático de la soldadura

con indicación visual y sonora.

Tiempo de reposo regulado automáticamente

en función de la temperatura de la resistencia para evitar el recalentamiento y eventuales averías.

Revestimiento de metal barnizado con polvo epóxido.

Dimensiones del modelo con portarrollos y rollos:

- Ancho 430 mm
- Profundidad 310 mm
- Altura con porta- rollos y rollo: 270/ 330 mm

Unidad

CALIDAD Y PRECIO

sólo **499,00**

HENRY SCHEIN®

900-6377 **499,00**