

¡SUPER PRECIO! ¡SUPER PRECIO! ¡SUPER PRECIO! ¡SUPER PRECIO!

GYMNA

Equipo de ultrasonidos 1MHz Pulson 100

Equipo portátil de fácil utilización y con todas las funciones básicas. Con pantalla LCD que permite visualizar de forma clara la información más relevante.

El equipo Pulson 100 se suministra con un revolucionario cabezal de ultrasonidos patentado, desarrollado por la tecnología de alta frecuencia que asegura una emisión máxima de ultrasonidos constante gracias al ajuste automático y al perfecto control de contacto.

Características:

- Cabezal de US 1MHz, 4 cm² y 1 cm²
- Modo continuo y pulsado (100 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10%)
- Pantalla nítida LCD
- Control de contacto visual y acústico
- 11 indicaciones preprogramadas y un modo libre.
- Cabezal de US ergonómico con tecnología patentada.

Especificaciones técnicas:

- Voltaje 100-240 VAC 50/60Hz +/- 10%
- Potencia máxima en funcionamiento: 35 VA
- Dimensiones: 266 x 122 x 275
- Peso aprox: 3,1 kg

Incluye en dotación:

- Gel de contacto 500 ml.
- Manual de usuario
- Cabezal de 1 MHz, 4 cm²

Unidad

905-3888

1.299,00**ECONÓMICO****sólo 1.299,00**

●●●●●●●●●●

¡SUPER PRECIO! ¡SUPER PRECIO! ¡SUPER PRECIO! ¡SUPER PRECIO!