

KIT DE PIE DE DIABÉTICO



HUNTLEIGH

Kit Pie de diabético ATP

Kit para la obtención del Índice de Presión Dedo-Brazo Digital.
Incluye:

- Doppler bidireccional Digital DMX-R
- Sonda de haz ancho EZ8-XS (8MHz)
- Sonda APPG
- Adaptador (APPG1)
- Neuropen (incluye monofilamento 10 g y caja de puntas)
- 2 manguitos de dedo de pie
- Inflador,
- Esfigmomanómetro de desinflado rápido
- 2 manguitos para brazo/tobillo (1 grande y 1 normal)
- CD educativo
- Bolsa de transporte

Unidad

905-5474

2.949,00