

RECOMENDADO:



SELECCIÓN

sólo **4.999,00**

Lympha-Tron
Equipo de presoterapia
de 12 cámaras DL1200L

Dispone de 8 programas de presión para maximizar la terapia. El modo seleccionado se indica claramente en la pantalla LCD; si se seleccionan múltiples modos éstos operan automáticamente.

Dispone de 10 niveles de presión.

Puede seleccionarse un nivel de presión para cada cámara de forma independiente.

Rango de presión 0-180 mmHg.

Indicación en pantalla de la secuencia de inflado en cada cámara y en cada momento.

Estructura de cámaras solapadas entre sí.

Incluye dos manguitos de pierna, 1 de brazo más una extensión para cada tipo de manguito.

Rango de tiempo de 0 a 99 min.

Dimensiones: 420 x 310 x 204 mm.

Peso: 20 kg.

Unidad

905-3900

4.999,00