

NUEVO



HERSILL

Aspirador quirúrgico V7 plus ac

Aspirador portátil de alto vacío. Ideal por su versatilidad para uso en instalaciones sanitarias (cirugía, ginecología, ORL), domicilios, ambulancias y otros vehículos de emergencia.

Características:

- Carcasa ergonómica en ABS con asa y sistema de anclaje testado a 10 g.
- Bomba de vacío de pistón de grado médico, libre de aceite, no requiere mantenimiento.
- Mando regulador de vacío. Vacío máximo: 630 mmHg - 84 kPa
- Indicadores luminosos
- Frasco recolector de 1 litro (capacidad útil 0,75 l), de policarbonato esterilizable en autoclave a 121 °C, con válvula de seguridad.
- Filtro de bacterias en tubo de aspiración. Tubos en PVC de 8 x 13 mm, con tomas rápidas: 30 cm hacia el equipo y 2 m hacia el paciente.
- Interruptor ON/OFF con protección contra humedad.
- Consumo: 120 W
- Temperatura de trabajo: 0 a 60 °C
- Alimentación: 220 V ac
- Capacidad de aspiración: 30 l/min.
- Dimensiones del equipo: 255 x 385 x 155 mm
- Peso: 3,5 kg
- Dimensiones embalaje: 290 x 460 x 210 mm

Unidad **905-5457 645,00**