



CARDIOLINE

Monitor desfibrilador Elife 700

- Monitorización ECG con placas o cable de paciente.
- Impresora térmica incorporada. Control del desfibrilador y de la impresora directamente desde las palas.
- Palas pediátricas integradas.
- Funcionamiento a red o con baterías internas recargables.
- Autotest en el encendido y durante el funcionamiento

Especificaciones:

- Monitor:
 - Adquisición ECG: cable de 4, 5 o 10 latiguillos, palas o electrodos desechables multifunción.
 - Sensibilidad: 0,5 - 1 - 2 - 4 cm/mV
 - Alarmas configurables
 - Ancho de banda: 0,67 - 40 Hz ó 0.05 - 150 Hz (diagnóstico)
- Pantalla:
 - Tamaño: 115 x 86 mm (1/4 VGA)
 - Resolución: 320 x 240 puntos
- Desfibrilación:
 - Forma de onda: bifásica exponencial truncada adaptada a la impedancia del paciente
 - Manual: niveles de energía: 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 70 - 100 - 125 - 150 - 200 J
 - Cardioversión sincronizada
 - Máximo nivel de energía: 200 J
 - Tiempo de carga: menos de 5 segundos a 200 J (con una batería nueva y completamente cargada)

Elife 700 - Versión manual

Presenta el modo estándar de onda bifásica truncada y la cardioversión sincronizada. Incluye en dotación: Manual de uso, cable de paciente 5 vías, rollo de papel, batería recargable NiMh y bolsa de electrodos desechables.

Unidad	905-3075	4.135,00
--------	-----------------	-----------------

Con opción pulsioximetría (SpO₂)

Unidad	905-3876	5.255,00
--------	-----------------	-----------------

Elife 700 - Versión manual - AED

En la versión manual & AED, se añade el modo semiautomático. Registra en memoria Compact Flash todas las funciones detectadas, incluso la señal de ECG de forma continua, los parámetros clínicos y las alarmas, los últimos 100 eventos significativos asociados a las descargas de desfibrilación, estimulaciones del marcapasos y memorizaciones manuales por parte del operario. Todas las informaciones pueden ser posteriormente transferidas y analizadas. Incluye en dotación: manual de uso, cable de paciente de 5 vías ELIFE, rollo papel térmico Elife, batería recargable NiMh, gel para electrodos, bolsa de electrodos desechables, pads AED ELIFE, tarjeta de memoria Compact Flash

Unidad	905-3873	5.075,00
--------	-----------------	-----------------

Con opción marcapasos

Unidad	905-3874	6.195,00
--------	-----------------	-----------------

Opción pulsioximetría (SpO₂)

Unidad	905-3875	6.245,00
--------	-----------------	-----------------