

CARRO DE PARADAS



No incluye oxígeno



HERSILL

Carro paradas CAVS

Carro diseñado para contener de modo ergonómico todo el equipamiento recomendado por la bibliografía internacional actual referente a carros de parada según el moderno concepto de Soporte Vital Avanzado.

- Compacto, dimensiones: 570 x 430 x 930 mm.
- Estabilidad: 4 ruedas de 100 mm, antideslizantes con freno
- Seguridad: contorno sin aristas, todo el equipamiento va firmemente anclado.
- Facilidad de manejo por sus grandes asas, su ligereza (10 kg + botella de oxígeno) y su ergonomía.
- Gran autonomía: diseñado para acoplar botellas de 1.000 L de oxígeno (5 L de volumen real).
- Duradero y de fácil limpieza: estructura moldeada en polipropileno, muy resistente a los impactos y rayaduras, a agentes químicos abrasivos e incluso a la intemperie.
- Compatible MRI (resonancia magnética).
- Cajonera modular con cajones desmontables, con divisores móviles y etiquetas adhesivas, protegidos por una Tabla de Parada, de metacrilato transparente con brida-precinto de seguridad, que sirve de protección contra apertura de los cajones. El contenido de los cajones (medicación y componentes) no se suministra con el CAVS.

Dotación Unidad Básica:

Chasis mono-bloc con 4 ruedas y 7 cajones. Contenedor para resucitadores. Resucitador manual adulto con mascarilla nº 5 y reservorio de oxígeno.

Resucitador manual con mascarilla nº 3. Frasco recolector de líquidos aspirados de 1 litro. Contenedor de residuos (amarillo) de 1 litro.

Tabla de parada. Soporte de gotero. Carpeta para documentación.

Kit-etiquetas adhesivas para cajones. Brida-precinto con etiqueta cajonera (x5).

Unidad **905-3690** **1.195,00**

Accesorios

1 Bandeja superior para equipos grandes

Unidad **905-3780** **105,00**

2 Bandeja cajón extraíble

Unidad **905-3781** **105,00**

3 Bandeja auxiliar lateral abatible

Unidad **905-3782** **105,00**