



PUNTO CLÍNICO

Carro para curas y medicación P-5000.3.01

Construido en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).

Armario superior compuesto por dos filas de cajetines basculantes de seis cajones cada una.

Tres cajones en polímero plástico sobre guías telescópicas metálicas de precisión, con sistema de autocierre independiente, los cajones no se abren al mover el carro.

Frontales de los cajones en polietileno de 1 cm de espesor en color azul.

Tiradores frontales dobles reforzados.

Ruedas giratorias silenciosas de 10 cm, dos de ellas con sistema de frenado axial y radial.

Planos superior e inferior lisos con reborde perimetral en tres lados.

Dimensiones: Alto: 150 cm, ancho 40 cm, fondo: 50 cm.

No incluye cubo de desechos .

Unidad

905-2570

1.095,00