

CARROS PORTACURAS



HIDEMAR

**Carro portacuras H-16**

Dos bandejas desmontables de 600 x 400 x 60 mm de profundidad, estampadas y troqueladas en frío. Empujador para facilitar su desplazamiento. Dos cajones frontales de 260 mm con asa tirador. Ruedas de 75 mm, con parachoques, dos con freno. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Dimensiones: base: 600 x 400 mm (a x p), superior: 720 x 400 mm (a x p), altura: 800 mm, altura bandeja inferior a suelo: 340 mm.

Unidad **905-3480 375,00**



PUNTO CLÍNICO

**Carro porta curas P-30**

Dos bandejas desmontables de 40 x 30 x 6 cm y una de 60 x 40 x 6 cm. Cubo para restos desmontable con tapa abatible. Soporte para botes de 20 cm. Ruedas de 8 cm. Medidas: 105 x 45 x 80 cm.

Unidad **902-8566 469,00**

MESAS DE INSTRUMENTAL

MESAS AUXILIARES



HIDEMAR

**Mesa Mayo H-26**

Mesa de instrumental con altura regulable manualmente mediante doble guía, con volantes de fijación. Bandeja desmontable de 600 x 400 x 20 mm estampada y troquelada en frío. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Dimensiones: 600 x 750-1200 x 400 mm (a x h x p).

Unidad **905-3521 199,00**



HIDEMAR

**Mesa auxiliar H-20**

Estantes lisos. Ruedas de 75 mm, con parachoques, dos de ellas con freno. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Dimensiones: 600 x 800 x 400 mm (a x h x p).

Unidad **905-3517 165,00**